



ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Sekce laboratorní imunologie

Doporučení SLI ČSAKI k problematice vykazování stanovení hladin specifického IgE multiplexovými technikami

Výbor SLI ČSAKI dne 8.2.2017 projednal problematiku vykazování stanovení specifického IgE a vydává následující doporučení:

Stávající Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami neobsahuje výkon odpovídající stanovení specifického IgE multiplexovou technikou. Pro vykazování těchto výkonů je proto přípustné použít násobného vykazování výkonu 91235 – Stanovení specifického IgE proti jednotlivým alergenům – vysokoafinitní FEIA nebo LEIA (základní inhalační a potravinové alergeny), maximálně však 10krát, případně výkonu 91237 – Stanovení specifického IgE proti směsím alergenů – vysokoafinitní FEIA nebo LEIA, maximálně však 7krát.

Schváleno výborem SLI ČSAKI dne 8.2.2017

česká lékařská společnost
SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE
sekce laboratorní imunologie